www.medispatch.cz

Aplikace Medispatch

Uživatelský manuál

Autor:

Jakub Kohoutek https://github.com/JustAKuba

Uživatelský manuál – Medispatch

Obsah

1.	Min	imální požadavky systému	3
2.	Inst	alace systému:	4
3.	Užív	vání aplikace	5
3	3.1.	První přihlášení	5
3	3.2.	Orientace v uživatelském prostředí	5
4.	Inte	raktivní dokumentace	6
5.	Skuj	piny permisí	8
5	5.1.	Admin	8
5	5.2.	Dipatcher (Dispečer)	8
Ē	5.3.	Rescue (Záchranář)	8
6.	Kon	ec	9
6	5.1.	Seznam obrázků	9

1. Minimální požadavky systému

Softwarové vybavení

Jazyk PHP verze 7.4

MySQL server 10.5.18MariaDB Nejnovější Apache2 webserver

Vybavení počítače

OS: Debian 5.10

Procesor: Aplikace není náročná, postačí jakákoliv základní konfigurace

RAM: 2 GB

GPU: Není potřeba

Internetové připojení: Širokopásmové

Místo na disku: 5 GB

2. Instalace systému:

Zdrojové kódy k aplikaci jsou dostupné na adrese https://github.com/JustAKuba/MeDispatchMain

Postup instalace:

1. Stažení aplikace

- 1.1. Stáhněte si aplikaci MeDispatchMain ze výše uvedené adresy
- 1.2. Rozbalte soubor s aplikací do požadované složky pomocí příkazu "tar -xvf MeDispatchMain.tar.gz"

2. Konfigurace databáze

- 2.1. Vytvořte novou MySQL databázi pomocí příkazu "mysql u root -p"
- 2.2. Importujte SQL script pro konfiguraci databáze, který se nachází v kořenovém adresáři aplikace
- 2.3. Nastavte přístupová práva pro uživatele aplikace

3. Konfigurace webserveru

- 3.1. Otevřete soubor /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
- 3.2. Přidejte následující řádky do bloku:

```
<VirtualHost *:80>:
DocumentRoot /var/www/MeDispatchMain/www
ServerName example.com # Nahradte example.com vaším doménovým jménem
</VirtualHost>
<Directory /var/www/MeDispatchMain/www>
AllowOverride All
</Directory>
```

3.3. Restartujte Apache server pomocí příkazu "sudo service apache2 restart"

4. Spuštění aplikace

- 4.1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu vašeho serveru
- 4.2. Aplikace by se měla zobrazit v prohlížeči. Pokud ne, zkontrolujte konfiguraci serveru a případné chybové hlášky.
- 4.3. V případě chybových hlášek postupujte dle dokumentací a manuálů příslušných aplikací

3. Užívání aplikace

3.1. První přihlášení

Po instalaci je v aplikaci v základu vytvořený uživatel:

Email: admin@admin.cz (Emailová adresa nikam neodkazuje)

Heslo: admin

3.2. Orientace v uživatelském prostředí

Po přihlášení do systému se otevře přehled aplikace, viz Obrázek 1



Obrázek 1 - Přehled aplikace

Na obrázku 1 jsou označeny jednotlivé ovládací prvky:

- 1. Tlačítko přidání, pomocí kterého může uživatel do systému přidat požadavek, uživatele, základnu nebo vozidlo
- 2. Menu, ve kterém lze otevřít Přehled aplikace, přehled požadavků a přehledy prostředků, tj. vozidla a základny
- 3. Tlačítko nápovědy, které otevře interaktivní dokumentaci aplikace, kterou spravuje administrátor aplikace
- 4. Tlačítko Správa aplikace, přes které se lze dostat do správy uživatelů
- 5. Tlačítko se jménem uživatele, které zpřístupní možnost odhlásit se

Položka č. 4. se zobrazí jen uživatelům s přístupovým právem Admin (viz. <u>5. Skupiny permisí</u>)

4. Interaktivní dokumentace

Součástí aplikace je prázdná interaktivní dokumentace, kterou může administrátor naplnit.

Jedná se o redakční systém, ve kterém lze články rozdělit do kategorií, viz Obrázek 2



Obrázek 2 - Interaktivní dokumentace

Uživatelský manuál – Medispatch

Tlačítka v podobě tužtiček, křížků a menu admin vidí pouze uživatelé skupiny Admin, běžní uživatelé tyto položky nevidí.

Pomocí tužtičky můžeme danou položku editovat, pomocí křížku ji lze smazat a v menu admin můžeme přidat článek nebo kategorii.

Po smazání kategorie jsou její články stále dostupné, za účelem přístupnosti odkazů, které mohly být sdíleny. Pokud nechcete, aby byl daný článek dostupný, musíte ho konkrétně smazat.

5. Skupiny permisí

V uživatelé v aplikaci jsou rozdělení do tří skupin podle práv v aplikaci:

- 1. Admin
- 2. Dispatcher
- 3. Rescue

5.1. Admin

Administrátoři mají přístup ke správě uživatelů, základen a vozidel, mohou také spravovat interaktivní dokumentaci aplikace.

5.2. Dipatcher (Dispečer)

Mají přístup k požadavkům, mohou je vytvářet a modifikovat

5.3. Rescue (Záchranář)

Tyto účty ve webovém rozhraní nemají žádné přístupy, jsou určené pouze k přístupům přes API.

6. Konec

<i>6.1.</i>	Seznam obrázků
Obrázek 1 - Pi	řehled aplikace5
Obrázek 2 - In	nteraktivní dokumentace
To je vše, co	potřebujete vědět k práci s aplikací Medispatch, děkujeme za koupi našeho produktu!
	Autor:
	Jakub Kohoutek https://github.com/JustAKuba